

## MonoSpinシリーズ

# アカデミックキャンペーン



大学・教育機関に所属するお客様を対象に

MonoSpinカラムを

**30%OFF**でご提供いたします。

抗体精製のカラムもキャンペーン対象です！

キャンペーン期間

2022年11月1日(火)～2023年2月28日(火)



## キャンペーン対象カラム

### 前処理用カラム

#### < MonoSpinシリーズ >

MonoSpin C18	MonoSpin Ph
MonoSpin C18-AX	MonoSpin C18-CX
MonoSpin SAX	MonoSpin SCX
MonoSpin NH2	MonoSpin CBA
MonoSpin Amide	MonoSpin PBA
MonoSpin TiO	MonoSpin Trypsin
MonoSpin ME	MonoSpin Phospholipid
	MonoSpin AG

### おすすめ！

### 抗体精製用カラム


#### < MonoSpin Proシリーズ >

MonoSpin ProA  
MonoSpin ProG  
MonoSpin ProL



## MonoSpinの特長

MonoSpinは、均一な連続孔を持つシリカモノリスを用いた前処理用スピнкаラムです。遠心操作により、生体試料などの微量サンプルを効果的に前処理します。



### 特長

- ・遠心処理による簡単な操作
- ・高い通液性により高速処理が可能
- ・100 μL以下の溶出量でも優れた再現性 (S型)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin C18 50本入	5010-21700	27,000円

➡ **キャンペーン価格 18,900円**

※他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

## MonoSpin Proの特長

MonoSpin ProA, ProG, ProLは、抗体精製用の前処理カラムです。



### 特長

- ・抗体精製が10分以内で完了
- ・高回収率かつ濃縮が可能
- ・3種類の抗体精製用アフィニティリガンドを用意 (Protein A、Protein G、Protein L)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin ProA [冷蔵] 10本入	7510-11310	19,000円

➡ **キャンペーン価格 13,300円**

※他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。



MonoSpinカタログ

その他のMonoSpinの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記QRコードよりカタログをご確認ください。

➤ 弊社ホームページにアプリケーションを多数掲載しています。



カタログ



MonoSpin使用方法 (動画)



インターネット検索/テクニカルノート



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F  
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622  
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。